

ORTOSERVIS

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, tel: 266 313 652, fax: 266 313 652-11



POLOHOVACÍ A STABILIZAČNÍ POLŠTÁŘE A MATRACE STABILO

Jedná se o polštáře, zádové opěrky a matrace vyplněné granulátem, který je možno tvarovat dle potřeby a velmi snadno tak stabilizovat uživatele v kočárku, vozíku, křesle či na židli. Potah opěrek je vyroben z neoprenu se zdravotním atestem. Po vytvarování polštáře do požadovaného tvaru se pomocí přiložené pumpy vyčerpá z polštáře vzduch, čímž dojde k zafixování konečného tvaru. V závislosti na množství odpumpovaného vzduchu může být opěrka buďto zcela tvrdá poskytující pevnou oporu, nebo tvárná a měkká poskytující částečně antidekubitní účinky. Tvar opěrky lze kdykoli změnit. Polohovací pomůcky Stabilo mají certifikát Freseniova institutu o vhodnosti k dlouhodobému používání.

ÚPRAVA TVARU - Pro úpravu tvaru polohovacího polštáře postupujte následovně: Vyjměte hadičku, která je uložena v madle pumpičky. Našroubujte ji na ventil matrace a vyčkejte, až bude matrace přiměřeně měkká. Vytvarujte matraci do požadovaného tvaru (ručně či usazením či uložení uživatele na matraci). Našroubujte na hadičku pumpičku a vypumpujte vzduch až do dosažení požadované tvrdosti. Vyšroubujte hadičku z ventilu matrace. Pokud budete požadovat změnu tvaru, opět našroubujte hadičku a vyčkejte změknutí polštáře. V případě, že se významně změnila teplota okolí, může být potřeba upravit tvrdost polštáře odsátím vzduchu. V žádném případě nenařte matraci, nepřefukujte ji.

Matrace Stabilo Grande je vybavena kompresorem, který usnadňuje vypumpování vzduchu. Zasuňte hadičku do otvoru v kompresoru dle požadavku na požadovanou tvrdost matrace, druhý konec hadičky našroubujte na ventil matrace. Spusťte kompresor (ON). Po dosažení požadované tvrdosti kompresor vypněte a odšroubujte hadičku z ventilu matrace.



BEZPEČNOST UŽITÍ - Stabilizační polštáře a zádové opěrky by měly vždy být pevně uchyceny k vozíku či židli pomocí suchých zipů. Vyvarujte se kontaktu ostrých předmětů s povrchem polohovacích pomůcek Stabilo. Netahejte za ventil. Nepřefukujte matraci. Používejte pouze přiloženou pumpu, pokud dojde k jejímu poškození, objednejte si u autorizovaného servisu novou. Jiná pumpa může matraci poškodit.

Nežehlete povrch matrace. V případě protržení potahu matrace může dojít k úniku mikrogranulí, které mohou být nebezpečné pro malé děti.

ÚDRŽBA – Pravidelně kontrolujte stav matrace. Před čištěním našroubujte na ventil krycí čepičku. Čistěte pod tekoucí vodou o maximální teplotě 60°C s mycím prostředkem. Je povoleno desinfikovat matraci prostředky užívanými v nemocnicích. Neužívejte k čištění prostředky na bázi rozpouštědel, toluenu či acetonu.

ZÁRUKA A OPRAVY – Na polohovací pomůcky je poskytována záruka 2 roky na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a vady vzniklé nesprávným používáním (například mechanické poškození matrace). Se záručními a ale i s pozáručními opravami se vždy obraťte z důvodu zachování záruky pouze na naše odborná pracoviště na níže uvedených adresách. Věříme, že Vám polohovací pomůcky ulehčí Vaši situaci a že s nimi budete spokojeni.

Váš

Dodavatel

Středisko Praha
Ronkova 13/353
180 00 Praha 8
tel: 266 313 652
fax: 266 313 652-11

Středisko Hrabyně
Rehabilitační centrum
747 63 Hrabyně u Opavy 3/201
tel/fax: 553 775 226

Středisko České Budějovice
Staroměstská 2608
370 04 České Budějovice
tel/fax: 387 432 502

Středisko Brno
Minská 100
616 00 Brno
tel/fax: 541 240 393

① Dodavatel ujistí uje spotřebitele, že na tento výrobek bylo vystaveno prohlášení o shodě.