



LumboSan Active

Lehký bederní pás



www.sanomed.cz



Návod k použití - bederní pás LumboSan Active

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat váš bederní pás pro dosažení nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití

LumboSan Active je anatomicky tvarovaný lehký bederní pás z prodyšné elastické pleteniny. Je navržen k lehké podpoře bederní páteře při sportu i běžných denních činnostech — např. při přetížení svalů v dolní části zad, při dlouhodobém sezení nebo jako doplněk při sportovních aktivitách, kde je žádoucí mírná opora bederní oblasti. Pás slouží jako podpůrná pomůcka a nenahrazuje lékařské ošetření.

Kontraindikace a upozornění:

- Nepoužívejte pás na otevřené nebo infikované rány či podrážděnou kůži.
- Nepoužívejte při známých kožních onemocněních bez konzultace s lékařem.
- Pokud při nošení pocítíte bolest, necitlivost, mravenčení nebo jiné nepříjemné příznaky, pás ihned sundejte a konzultujte stav s lékařem.
- Před dlouhodobým nebo léčebným použitím konzultujte použití s odborníkem (lékařem nebo fyzioterapeutem).
- Pás není určen pro celodenní nošení bez přestávek, doporučuje se střídme používání.

Pokyny k nasazení / sundání:

Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí.

Nasazení:

- Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
- Zvolte správnou velikost podle tabulky velikostí (obvod pasu → velikost). Pokud tabulka není k dispozici v tomto dokumentu, najdete ji na stránce produktu.
- Obtočte pás kolem pasu tak, aby zadní část přiléhala k bederní páteři.
- Táhněte levou i pravou stranu pásu rovnoměrně dopředu.
- Veděte obě poloviny břišního uzávěru přes sebe a spojte suché zipy pevně uprostřed na břiše.
- Pás nesmí omezovat dýchání ani pohyb. Po nasazení zkontrolujte pohodlí a prokrvení.

Doporučení k nošení

- Doporučeno nosit na holém těle nebo přes tenké oblečení.
- Používejte pravidelně v rozumném režimu — pás podporuje stabilitu, není určen k trvalému, nepřetržitému nošení.

Sundání:

Uvolněte suché zipy a sundejte bederní pás z pasu. Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Před praním zapněte všechny suché zipy.
- Perte ručně nebo v pračce v jemném pracím programu při 30 °C. Doporučujeme vložení pásu do prací sítě.
- Používejte jemný prací prostředek; nepoužívejte bělidla, agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nežehlit, nesušit v sušičce, nevystavovat přímému zdroji tepla ani přímému slunečnímu záření.
- Sušte rozložené na rovném povrchu, aby nedošlo k deformaci.
- Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě výrobku.

Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční světlo. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PA, Elastan

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.