

Návod k použití

BI 13 Relax Tone Maripol

Účinnost:

Populární a účinný masážní přístroj. Oceníte zejména pokud chcete dosáhnout štíhlé a pevné postavy. Díky vibračním schopnostem Maripolu dokonale namasíruje břicho, boky, hýždě a stehna. Proniká hluboko do vrstev podkoží, kde tříští přebytečný tuk, spaluje kalorie a tělo zároveň procvičuje. Relax Ton Maripol přispívá k celkové fyzické i duševní kondici. Masáže uvolní bolavá záda, mezilopatkové svaly, krční a bederní páteř, ruce i nohy. Výhodou je využití pěti originálních nástavců pro jemnou nebo hloubkovou masáž. Relax Ton Maripol dosahuje až 2500 vibrací za min.

Použití:

Zapojte přívodní šňůru do zásuvky, napětí: 220V. Vložte požadovaný nástavec na hlavu přístroje. Zapněte otočením knoflíku Off - On, otáčením ve směru hodinových ručiček zvyšujete intenzitu vibrací. Zvlněný nástavec díky čtyřem vlnkám proniká hluboko do svalů kde bojuje s tuky a celulitidou. Plochý nástavec k jemné masáži šíje, ramen, paží, zad, uvolní svalové napětí. Pilníkový nástavec odstraňuje otlaky, suchou a ztvrdlou kůži na nohách. Kulíčkový nástavec má 8 speciálních rotačních kulíček, které s přispěním gelu, masážního oleje nebo krému proniknou hluboko do pokožky, tím dosáhnou zeštíhlení těla. Ochranná mřížka zabrání zapletení vlasů do přístroje, poskytne maximální komfort. Používejte 15 minut denně a s výsledkem budete překvapeni.

Bezpečnostní upozornění:

Tento masážní přístroj je určen pouze pro masážní účely! Zvyšte svou pozornost, pokud jsou v blízkosti přístroje děti, může hrozit nebezpečí úrazu! Přístroj nikdy neponořujte do vody! Přístroj používejte při běžné pokojové teplotě, nedávejte jej do blízkosti topení, krbu, na slunce apod. Nepoužívejte ani neukládejte do vlhkého prostředí /například sprcha, koupelna, sauna apod./. Při manipulaci s přístrojem dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození nebo poranění osob. Není doporučeno pro těhotné ženy, v místech lékařského ošetření (jizvy, křečové žíly apod.) nebo při jiných onemocněních, kde by masáž mohla zhoršit zdravotní stav. V těchto případech konzultujte použití s lékařem a následujte jeho instrukce. Přístroj je určen pro masáž měkkých částí těla. Přístrojem nemasírujte klouby, páteř. Masáž tímto přístrojem je velice efektivní a intenzivní, proto jej používejte max. 3x denně. Jednu masáž provádějte max. 10 minut. Nemasírujte jednu část těla více jak 5 minut. Vyvarujte se pádu přístroje nebo s ním nezacházejte silou. Neodpovídáme za škody způsobené špatnou manipulací nebo špatnou obsluhou.

Péče o výrobek:

Při mytí nepoužívejte žádné abrazivní a agresivní čisticí prostředky. Čistěte pouze vnější části přístroje. Při čištění musí být přístroj vypnut a vytažen z el. zásuvky. Nikdy přístroj sami neopravujte! Nedodržením pokynů zaniká právo na záruční opravu.