



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Manu Universal

ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3C



Indikace:

Léčba poranění zápěstí a palce a distálního předloktí, chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření, ochrana zápěstí a palce při sportu nebo rizikovém povolání (přetížení).

POZOR!



Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek odření kůže nebo jiné důsledky spojené s pocením. Nepoužívejte hřejivou mast.

Jak ortézu nasadit:

1. Pro snazší aplikaci nastavte popruhy na nejuvolněnější nastavení.
2. Nasuňte univerzální ortézu na palec.
3. Zasuňte zápěstí do ortézy.
4. Upravte ortézu tak, aby seděla těsně.

Údržba:

Ortézu lze po odstranění hliníkové části umýt ručně s pomocí velmi jemných čisticích prostředků při teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat a před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla. Sušit v rozloženém stavu. Nesušit v sušičce na prádlo.

Velikost

Univerzální





**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz