

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

MADLA



*Madlo na vanu*  
*typ:*

*561*  
*562*



*DODAVATEL :*

---

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00**  
**Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice**  
**tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**  
***www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz***

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

MADLA



*Madlo na vanu*  
*typ:*

*561*  
*562*



*DODAVATEL :*

---

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00**  
**Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice**  
**tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**  
***www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz***

**POUŽITÍ :** Madla na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít vanu. Tyto madla usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech a zvyšují vlastní soběstačnost .

#### **POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Typ 561 : Madlo je vyrobeno z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Skládá se z části opěrné a přitlačné. Madlo se zavěsí na hranu vany a pomocí aretačních šroubů na přitlačné části se pevně uchytí na vanu. Opěrné části madla jsou opatřeny gumovými koncovkami, které zabraňují poškození vany a zvyšují fixační upevnění madla.

Typ 562 : Madlo funkčně vychází z předchozího modelu, ale navíc je opatřeno nastavitelnou opěrnou částí, která slouží k pevné fixaci k podlaze. Obě madla jsou v provedení chrom.

#### **Tabulka :**

<b>Typ</b>	<b>Délka ( cm )</b>
561	33
562	61-79

**ÚDRŽBA :** Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací.

**VAROVÁNÍ :** Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků ! Pro zvýšení bezpečnosti lze kombinovat s protiskluznou podložkou do vany !

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

**POUŽITÍ :** Madla na vanu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít vanu. Tyto madla usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech a zvyšují vlastní soběstačnost .

#### **POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

Typ 561 : Madlo je vyrobeno z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti. Skládá se z části opěrné a přitlačné. Madlo se zavěsí na hranu vany a pomocí aretačních šroubů na přitlačné části se pevně uchytí na vanu. Opěrné části madla jsou opatřeny gumovými koncovkami, které zabraňují poškození vany a zvyšují fixační upevnění madla.

Typ 562 : Madlo funkčně vychází z předchozího modelu, ale navíc je opatřeno nastavitelnou opěrnou částí, která slouží k pevné fixaci k podlaze. Obě madla jsou v provedení chrom.

#### **Tabulka :**

<b>Typ</b>	<b>Délka ( cm )</b>
561	33
562	61-79

**ÚDRŽBA :** Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací.

**VAROVÁNÍ :** Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků ! Pro zvýšení bezpečnosti lze kombinovat s protiskluznou podložkou do vany !

**ZÁRUKA :** Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.