

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

KŘESLA KLOZETOVÁ



Křeslo klozetové dřevěné
typ:

519
519 B
519 C



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

KŘESLA KLOZETOVÁ



Křeslo klozetové dřevěné
typ:

519
519 B
519 C



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ :

Klozetová křesla tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám křesla je vyroben ze dřeva které je u typu 519 B zdobeno čalouněním, doplněn plastovým toaletním sedátkem a plastovou toaletní nádobou s víkem. Pro zvýšení komfortu uživatele je křeslo dále vybaveno polstrovanou opěrkou zad a omyvatelným polstrovaným sedátkem. Ke klozetový křeslům lze dokoupit plastovou toaletní nádobu ACC/5.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška včetně sedátka (cm)	Celková šířka (cm)
519	51	60
519 B	47	57
519 C	45	58

Po sejmutí vrchního polstrovaného sedátka a následném odklopení plastového toaletního sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je křeslo připraveno k běžnému užívání. Toaletní nádoby po použití lze vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka.

ÚDRŽBA :

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ :

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků !

ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ :

Klozetová křesla tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Rám křesla je vyroben ze dřeva které je u typu 519 B zdobeno čalouněním, doplněn plastovým toaletním sedátkem a plastovou toaletní nádobou s víkem. Pro zvýšení komfortu uživatele je křeslo dále vybaveno polstrovanou opěrkou zad a omyvatelným polstrovaným sedátkem. Ke klozetový křeslům lze dokoupit plastovou toaletní nádobu ACC/5.

Tabulka rozměrů :

Typ	Výška včetně sedátka (cm)	Celková šířka (cm)
519	51	60
519 B	47	57
519 C	45	58

Po sejmutí vrchního polstrovaného sedátka a následném odklopení plastového toaletního sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je křeslo připraveno k běžnému užívání. Toaletní nádoby po použití lze vyjmout po odklopení plastového toaletního sedátka.

ÚDRŽBA :

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čisticími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ :

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků !

ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.