

# TOALETNÍ KŘESLO PEVNÉ VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ TS-0



Toaletní křeslo slouží pro toaletu v blízkosti lůžka pacienta s omezenou hybností. Odstranitelné sedátko usnadňuje čištění. Toaletní nádobu je možno odstranit přes sedátko ze vzpřímené polohy.

U křesla výškově stavitelného vždy dbejte na to, aby jednotlivé části byly nastaveny na stejnou výšku. Tu nastavte vymešovými kolíky.

## Údržba:

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík. Na silnější nečistoty použijte mýdlovou vodu nebo běžné saponáty. Potom křeslo vysušte měkkým hadříkem.

Na čištění kovových částí nepoužívejte abrazivní prostředky.



## Technické údaje:

Maximální hmotnost uživatele ..... 130 kg  
Hmotnost výrobku ..... 8,0 kg  
Celková šířka..... 56 cm  
Rozměry sedáku (š x h) ..... 43 x 42 cm  
Nastavitelná výška sedáku ..... 40-55 cm

## Materiál:

sedáky - překližka, pěna, vinyl - barva modrá  
madla a toaletní nádoba - plast  
rám – ocel

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě

**Datum poslední revize:** 21. 2. 2017

**Vyrábí: Trendmobil GmbH, Německo**

**Dodává:**  
**Orlandino s.r.o.,**  
U Vodárny 16, 130 00 Praha 3  
Tel: 257 923 005  
orlandinosro@seznam.cz