

VOZÍK TRANSPORTNÍ, LEHKÝ, PŘENOSNÝ G 2228

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Transportní lehký vozík je určen pro doprovod klienta k lékaři nebo na krátké procházky po hladkém povrchu. Výhodou je nízká hmotnost a snadná manipulace.

Není nutné vozík sestavovat. Jen vyjmout z krabice a případně při transportu v autě ukryt do tašky, která je součástí dodávky.

Vozík vyjměte a rozložte. Bezpečnostní pás slouží k přidržení klienta k vozíku. Pro brždění a zastavení vozíku použijte brzdy pro doprovod. Madla vozíku jsou sklopná pro snadnější přesun na židli nebo do auta.

Technické údaje :

Sedátko	30x33cm
Celková šíře	51 cm
Hmotnost	6,9 kg
Nosnost	100 kg

ÚDRŽBA :

Vozík jednou za půl roku zkontrolujte. Utažení šroubů a zda nejsou namotané vlasy do koleček. Vozík je možno čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ :

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků ! Nepřekračujte uvedenou nosnost !

Výrobce Walking Sticks International, S.L., Segorbe, Španělsko

Dovozce: Orlandino s.r.o., E. Přemyslovny 433, Praha 5, orlandinosro@seznam.cz

Datum revize 27.10.2021



51cm



87cm



91cm



53x32x71cm



100 kg.



6,9 kg.