

Vaginální činka Tulipán (55 g)

Údržba

Údržba činky zabere jen pár minutek. Stačí ji opláchnout s kapkou mýdla pod vlažnou tekoucí vodou. Pokud byste chtěli větší jistotu čistoty, můžete činku i sterilizovat vroucí vodou.

[Dezinfekce pomůcek](#) dotáhne údržbu k naprosté dokonalosti i bez vyvařování.

Voděodolnost

Činka se ráda čvachtá ve vodě, protože je vodotěsná. Jedna z našich testerek si pravidelně bere vaginální činku s sebou do posilovny a pak po náročném tréninku relaxuje ve vaně i s činkou ve svém klíně.

Design a tvar

Vaginální činka ve tvaru **tulipánové cibulky** se snadno zavádí. Poutko na konci činky pro snadné vytažení držte vždy rovnoměrně, aby se neroztrhlo.

Materiál

Hebký a hypoalergenní silikonový materiál činky jsme si nechali otestovat ve Státním zdravotním ústavu. Testem jsme prošli na jedničku s hvězdičkou. Na protokol se mrkněte v galerii obrázků.

Barva

Veselá růžová barva vás nabije energií a chutí provokovat.

Rozměry

Vaginální činka Tulipán je sice **menší velikosti**, ale zato dost váží. Parádně se hodí pro začátečnice, které chtějí posílit své pánevní dno.

- Délka vč. poutka: 13 cm
- Délka bez poutka: 10 cm
- Délka poutka: 3 cm
- Průměr činky (kulička): 3,2 cm
- Obvod činky (kulička): 11 cm
- Hmotnost činky: 55 g



Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark